

Test salivaire DrugWipe 6S — Securetec

6 familles de stupéfiants détectées en 5 minutes

CARACTÉRISTIQUES

Substances détectées	Cannabis · Opiacés · Cocaïne · Amphétamines · Méthamphétamines · Benzodiazépines
Temps de résultat	5 minutes
Particularité	Seuils de détection très bas, y compris pour les benzodiazépines
Mise en œuvre	Sans analyseur — prélèvement salivaire hygiénique
Aide à l'usage	QR code sur l'emballage vers la vidéo d'utilisation
Référence terrain	Utilisé par la police irlandaise (Garda Síochána) depuis fin 2022
Fabricant	Securetec Detektions-Systeme AG

MODE D'EMPLOI (RÉSUMÉ)

1. Prélever un échantillon de salive avec le collecteur.
2. Activer le test selon la notice.
3. Lire le résultat à 5 minutes.