

Test salivaire multidrogues + alcool 6 classes — seuil bas

Dépistage salivaire 6 drogues + alcool en une opération · Medisur

CARACTÉRISTIQUES

Substances & seuils	Cannabis Δ 9-THC : 15 ng/mL · Cocaïne : 10 ng/mL · Opiacés (morphine) : 10 ng/mL · Amphétamines : 50 ng/mL · Méthamphétamines/MDMA : 50 ng/mL · Cannabis de synthèse K2 : 25 ng/mL
Alcool	Échelle 0 à 3 g/L — lecture 1 à 2 minutes
Lecture drogues	Négatif : 2 min · Positif : 10 min · validité max 20 min
Conformité	Seuils conformes Conseil d'État (CE n°394178 du 05/12/16)
Conservation	+2 °C à +30 °C — ne pas congeler
Contenu	1 sachet aluminium : test + collecteur salivaire
Fabricant	Medisur

MODE D'EMPLOI (RÉSUMÉ)

1. Prélever la salive avec le collecteur fourni.
2. Insérer le collecteur dans le dispositif.
3. Lire l'alcool à 1-2 min, les drogues à 2 min (négatif) / 10 min (positif).