

Test salivaire multidrogue 6 classes — seuil bas

Dépistage salivaire 6 familles, sensibilité maximale · Medisur

CARACTÉRISTIQUES

Substances & seuils	Cannabis Δ9-THC : 15 ng/mL · Cocaïne : 10 ng/mL · Opiacés (morphine) : 10 ng/mL · Amphétamines : 50 ng/mL · Méthamphétamines : 50 ng/mL · Cannabis de synthèse K2 : 25 ng/mL
Usage type	Seuil bas = sensibilité maximale, postes de sûreté et de sécurité
Lecture	Négatif : dès l'apparition des bandes C et T (à partir de 2 min) · Positif : 10 min · Ne pas lire après 20 min
Conformité	Conseil d'État (CE n°394178 du 05/12/16) — dispositif avec n° unique d'identification
Conservation	+2 °C à +30 °C · ne pas congeler · utiliser dans l'heure après ouverture du sachet
Contenu	1 sachet aluminium : test + collecteur salivaire (185 × 70 × 20 mm)
Fabricant	Medisur

MODE D'EMPLOI (RÉSUMÉ)

1. Prélever la salive avec le collecteur.
2. Insérer dans le dispositif.
3. Lire : négatif dès 2 min, positif à 10 min, jamais après 20 min.