

## Test salivaire multidrogue 6 classes — seuil haut

Dépistage salivaire 6 familles de stupéfiants · Medisur

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substances & seuils | Cannabis Δ9-THC : 50 ng/mL · Cocaïne : 20 ng/mL · Opiacés : 40 ng/mL · Amphétamines : 50 ng/mL · Méthamphétamines : 50 ng/mL · Cannabis de synthèse K2 : 30 ng/mL |
| Usage type          | Seuil haut = ciblage des consommations récentes (prise de poste)                                                                                                  |
| Lecture             | Résultat rapide — négatif dès l'apparition des bandes, positif à 10 minutes                                                                                       |
| Fiabilité annoncée  | 96 % (fabricant)                                                                                                                                                  |
| Conformité          | Conseil d'État (CE n°394178 du 05/12/16) et arrêté du 13/12/16                                                                                                    |
| Fabricant           | Medisur                                                                                                                                                           |

### MODE D'EMPLOI (RÉSUMÉ)

1. Prélever la salive avec le collecteur fourni.
2. Insérer dans le dispositif de lecture.
3. Lire le résultat selon la notice (négatif rapide, positif à 10 min).