

Test salivaire cannabis (THC) — seuil 15 ng/mL

Autotest salivaire cannabis Medisur · immunoessai chromatographique rapide

CARACTÉRISTIQUES

Substance détectée	Cannabis (Δ 9-THC) dans la salive
Seuil de détection	15 ng/mL — seuil de référence des forces de l'ordre
Fenêtre de détection	Consommation récente — en moyenne jusqu'à ~12 h pour un usage occasionnel (selon dose)
Fiabilité annoncée	97,8 % (fabricant)
Lecture	Négatif : dès l'apparition des 2 bandes · Positif : interprétation à 10 minutes
Prélèvement	Salivaire, non invasif, sans matériel de laboratoire
Conservation	+2 °C à +20 °C
Fabricant	Medisur

MODE D'EMPLOI (RÉSUMÉ)

1. Prélever la salive avec le collecteur.
2. Insérer le collecteur dans le dispositif.
3. Lire : négatif dès 2 bandes visibles, positif à 10 minutes.