

Test urinaire multidrogue 6 classes

Dépistage urinaire multi-substances · Medisur

CARACTÉRISTIQUES

Substances & seuils	Cannabis (THC-COOH) : 50 ng/mL · Cocaïne : 300 ng/mL · Opiacés (héroïne) : 300 ng/mL · Amphétamines : 1000 ng/mL · Méthamphétamines : 1000 ng/mL · MDMA : 1000 ng/mL
Lecture	À 5 minutes — ne pas interpréter après 10 minutes
Fiabilité annoncée	99,9 % (fabricant)
Conformité	Seuils conformes à l'arrêté du 13 décembre 2016
Contrôle d'échantillon	Indicateur de température intégré (32-38 °C dans les 4 minutes)
Conservation	+2 °C à +30 °C · ne pas congeler
Contenu	Sachet aluminium : test avec capuchon + indicateur de température
Fabricant	Medisur

MODE D'EMPLOI (RÉSUMÉ)

1. Recueillir l'échantillon d'urine.
2. Vérifier l'indicateur de température (authenticité de l'échantillon).
3. Lire le résultat à 5 minutes.