

Test salivaire DrugWipe 6S · Securetec

6 familles de stupéfiants détectées en 5 minutes

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substances détectées	Cannabis · Opiacés · Cocaïne · Amphétamines · Méthamphétamines · Benzodiazépines
Temps de résultat	5 minutes
Particularité	Seuils de détection très bas, y compris pour les benzodiazépines
Mise en œuvre	Sans analyseur — prélèvement salivaire hygiénique
Aide à l'usage	QR code sur l'emballage vers la vidéo d'utilisation
Référence terrain	Utilisé par la police irlandaise (Garda Síochána) depuis fin 2022
Fabricant	Securetec Detektions-Systeme AG

En 3 étapes

01 Prélever un échantillon de salive avec le collecteur.

02 Activer le test selon la notice.

03 Lire le résultat à 5 minutes.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.