

Test salivaire multidrogue 6 classes · seuil haut

Dépistage salivaire 6 familles de stupéfiants · Medisur

96 %

6

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substances & seuils

Cannabis 9-THC : 50 ng/mL · Cocaïne : 20 ng/mL · Opiacés : 40 ng/mL · Amphétamines : 50 ng/mL · Méthamphétamines : 50 ng/mL · Cannabis de synthèse K2 : 30 ng/mL

Usage type

Seuil haut = ciblage des consommations récentes (prise de poste)

Lecture

Résultat rapide — négatif dès l'apparition des bandes, positif à 10 minutes

Fiabilité annoncée

96 % (fabricant)

Conformité

Conseil d'État (CE n°394178 du 05/12/16) et arrêté du 13/12/16

Fabricant

Medisur

En 3 étapes

01 Prélever la salive avec le collecteur fourni.

02 Insérer dans le dispositif de lecture.

03 Lire le résultat selon la notice (négatif rapide, positif à 10 min).

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.