

Test salivaire cannabis (THC) · seuil 15 ng/mL

Autotest salivaire cannabis Medisur · immunoessai chromatographique rapide

15 ng/mL

10 min

97,8 %

CARACTÉRISTIQUES

Ce que dit le fabricant

Substance détectée	Cannabis (9-THC) dans la salive
Seuil de détection	15 ng/mL — seuil de référence des forces de l'ordre
Fenêtre de détection	Consommation récente — en moyenne jusqu'à ~12 h pour un usage occasionnel (selon dose)
Fiabilité annoncée	97,8 % (fabricant)
Lecture	Négatif : dès l'apparition des 2 bandes · Positif : interprétation à 10 minutes
Prélèvement	Salivaire, non invasif, sans matériel de laboratoire
Conservation	+2 °C à +20 °C
Fabricant	Medisur

Données issues de la documentation fabricant (medisur.fr). Document commercial non contractuel — se référer à la notice fournie avec le produit. Tactik Prévention, marque OUATE HEALTH.

En 3 étapes

01 Prélever la salive avec le collecteur.

02 Insérer le collecteur dans le dispositif.

03 Lire : négatif dès 2 bandes visibles, positif à 10 minutes.

Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.