

# Test urinaire multidrogue 6 classes

Dépistage urinaire multi-substances · Medisur

5 min

99,9 %

6

## CARACTÉRISTIQUES

### Ce que dit le fabricant

#### Substances & seuils

Cannabis (THC-COOH) : 50 ng/mL · Cocaïne : 300 ng/mL · Opiacés (héroïne) : 300 ng/mL · Amphétamines : 1000 ng/mL · Méthamphétamines : 1000 ng/mL · MDMA : 1000 ng/mL

#### Lecture

À 5 minutes — ne pas interpréter après 10 minutes

#### Fiabilité annoncée

99,9 % (fabricant)

#### Conformité

Seuils conformes à l'arrêté du 13 décembre 2016

#### Contrôle d'échantillon

Indicateur de température intégré (32-38 °C dans les 4 minutes)

#### Conservation

+2 °C à +30 °C · ne pas congeler

#### Contenu

Sachet aluminium : test avec capuchon + indicateur de température

#### Fabricant

Medisur

## En 3 étapes

**01** Recueillir l'échantillon d'urine.

**02** Vérifier l'indicateur de température (authenticité de l'échantillon).

**03** Lire le résultat à 5 minutes.

### Ce qu'un test rapide établit, et ce qu'il n'établit pas

Un dépistage rapide est une orientation : il indique la présence probable d'une substance au-dessus d'un seuil, au moment du prélèvement. Seule une analyse de confirmation en laboratoire, par une méthode de référence, a une valeur probatoire en cas de contestation.